


Soluciones para la detección de patógenos alimentarios: desde el enriquecimiento hasta la confirmación

Eleve sus estándares de seguridad alimentaria con nuestra solución avanzada para la detección de patógenos. Nuestro sistema no solo está equipado con protocolos de enriquecimiento armonizados para una amplia variedad de alimentos, sino que también cuenta con certificaciones según la validación NF por la certificación AFNOR y el programa Performance Tested MethodsSM (PTM) para patógenos clave como *Salmonella spp.* y *Listeria spp.*, incluyendo *L. monocytogenes*.




Incrementa tu eficiencia con nuestro **OT-2 para una solución automatizada de BACGene**, y nuestro **caldo de enriquecimiento BACGro™ Ultra Listeria (BULB)** para acelerar tus pruebas. Espera la liberación de resultados negativos en menos de 24 horas, complementada por una interpretación de datos automatizada y sin esfuerzo con el software **PURE**. En caso de un resultado positivo en PCR, benefícate de nuestras herramientas de confirmación e identificación, como pruebas de **látex** o **bioquímicas**.

Nuevo!



BULB



OT-2



PURE

Competitivo en precio

- Enriquecimiento optimizado de una sola etapa de 18-24 horas de BACGene *Listeria spp.* y BACGene *Listeria monocytogenes*.
- Fácil de disolver.
- Esterilizado utilizando un procedimiento estándar de autoclave a 121 °C.
- Validado por NF (Afnor).

Eficiencia

- Libera a tu personal hasta 3.5 horas por turno cuando operes el OT-2 a plena capacidad.
- Obtén 5 placas/turno sin intervención.
- Realiza análisis de *Salmonella* y *Listeria* en una sola placa.
- Recupera tu inversión en menos de 2 años.

Seguridad

- Compatible con una amplia gama de software de ciclado.
- Integración fluida en tu sistema de gestión de datos LIMS.
- Visualización estadística precisa de tus resultados de PCR.
- Tiempo de respuesta rápido.

Portafolio de productos

Paso	Código Bioser	Nombre del producto	Certificación	Formato
Enriquecimiento*	243186005	BACGro™ Ultra Broth	NF validated (Afnor)	5kg (434 rxn)
	032472005	BULB fabricado por RpD en bolsa	NF validated (Afnor)	Bolsa 5 L x 2 ud
	032471225	BULB fabricado por RpD en botella	NF validated (Afnor)	225 mL x 10 frascos
Detección automatizada	243197001	OT-2 Starter package	NF validated (Afnor)	-
Detección molecular con interpretación de datos automatizada	243005096	BACGene <i>Salmonella spp.</i>	NF validated (Afnor) & AOAC-RI PTM	96
	243006096	BACGene <i>Listeria monocytogenes</i>	NF validated (Afnor) & AOAC-RI PTM	96
	243116096	BACGene <i>Listeria spp.</i>	NF validated (Afnor) & AOAC-RI PTM	96
	243007096	BACGene <i>Listeria Multiplex</i>	NF validated (Afnor) & AOAC-RI PTM	96
	243117096	BACGene <i>Mplex STEC Screen</i>	AOAC-RI PTM	96
	243114096	BACGene <i>E.coli</i> O157:H7	NF validated (Afnor) & AOAC-RI PTM	96
	243118048	BACGene <i>Mplex STEC</i> SEROtype1	AOAC-RI PTM	48
	243119048	BACGene <i>Mplex STEC</i> SEROtype 2	AOAC-RI PTM	48
	243120096	PREraser BACGene	NF validated (Afnor) & AOAC-RI PTM	96
Confirmación	025022020	Microgen <i>Listeria</i> ID	AOAC-RI PTM	20
	025020060	Microgen GN-ID A	AOAC-RI PTM	60
	025021024	Microgen GN-ID B		24
	025014050/ 025016100/ 025009050	Microgen <i>Salmonella/Staph/Legionella</i>		50
	025014050	Microgen <i>Salmonella</i> Latex Test		50

* Consulta nuestro muestreo (Path-check) y otras soluciones de enriquecimiento en nuestro sitio web <https://www.bioser.com/>



Bioser S.A.
info@bioser.com
www.bioser.com