




SENSIStrip Tiras de flujo lateral para alérgenos

Las tiras de flujo lateral para alérgenos SENSIStrip están diseñadas para la detección rápida de los diferentes alérgenos que deben etiquetarse en los productos alimenticios envasados. Los kits se basan en el principio del inmunoensayo. Con solo unos pocos minutos de tiempo de incubación, proporcionan una técnica muy fácil de usar para un control adecuado en las diferentes etapas del proceso de fabricación de alimentos, en matrices alimentarias, aguas de aclarado y equipos.

Descubra nuestro nuevo portfolio **PowerLine** para eliminar los falsos negativos debidos al efecto Hook: el exceso de alérgenos en muestras altamente contaminadas

Método rápido y fácil de usar

Las tiras de flujo lateral SENSIStrip son herramientas sensibles con límites de detección muy bajos. Las pruebas se realizan de forma rápida y sencilla, sin necesidad de que el usuario final esté altamente cualificado. Se suministran con todo el material necesario y listo para usar para realizar 20 análisis individuales por kit, en matrices alimentarias o muestras ambientales. Además, se incluye una tarjeta de evaluación que permite obtener un resultado semicuantitativo, basado en la intensidad de la línea de test de la tira.



Las tiras PowerLine incluyen una tercera línea Hook (H) para indicar una dosis muy alta de alérgenos

Tiras de flujo lateral SENSIStrip

SKU	Tiras de flujo lateral	No. de tests	LOD - producto acabado	LOD - Superficie
243065020	SENSIStrip Almendra	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243146020	SENSIStrip Beta-Lactoglobulina	20	100 ppb	0.27 ng/cm ²
243066020	SENSIStrip Caseína	20	0.5 ppm	0.001 µg/cm ²
243256020	SENSIStrip Caseína PowerLine NEW!	20	1 ppm	0.003 µg/cm ²
243067020	SENSIStrip Anacardo	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243068020	SENSIStrip Coco	20	5 ppm	0.013 µg/cm ²
243069020	SENSIStrip Crustáceos (Tropomiosina)	20	25 ppb	0.2 ng/cm ²
243070020	SENSIStrip Clara de huevo	20	0.5 ppm	0.001 µg/cm ²
243142020	SENSIStrip Pescado	20	6 ppm	16 ng/cm ²
243004020	SENSIStrip Gluten	20	4 ppm	1.6 ng/cm ²
243187020	SENSIStrip Gluten PowerLine	20	4 ppm	1.6 ng/cm ²
243071020	SENSIStrip Avellana	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243143020	SENSIStrip Altramuz	20	0.3 ppm	0.001 µg/cm ²
243144020	SENSIStrip Lisozima	20	50 ppb	0.13 ng/cm ²
243072020	SENSIStrip Nuez de macadamia	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243073020	SENSIStrip Proteína de leche	20	1 ppm	0.003 µg/cm ²
243217020	SENSIStrip Proteína de leche PowerLine NEW!	20	1 ppm	0.004 µg/cm ²
243205020	SENSIStrip Frutos secos	20	N/A	0.16 µg/cm ²
243074020	SENSIStrip Mostaza	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243145020	SENSIStrip Ovoalbúmina	20	0.1 ppm	0.001 µg/cm ²
243147020	SENSIStrip Nuez de Brasil	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243075020	SENSIStrip Cacahuete	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243223020	SENSIStrip Cacahuete PowerLine NEW!	20	5 ppm	0.013 µg/cm ²
243076020	SENSIStrip Nuez pecana	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243077020	SENSIStrip Pistacho	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243078020	SENSIStrip Sésamo	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243207020	SENSIStrip Proteína total de soja PowerLine	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243079020	SENSIStrip Proteína total de soja	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²
243080020	SENSIStrip Nuez	20	2.5 ppm	0.007 µg/cm ²

Todos los kits SENSIStrip también están disponibles en formato de 5 tests.

RapidScan ST5-W: Lector para los Kits SENSIStrip

No más dudas al interpretar una posible línea: resultados en ppm.

El lector de tiras de flujo lateral RapidScan ST5-W es preciso, fácil de usar y muy flexible y se ha diseñado específicamente para aplicaciones in situ y durante el proceso que requieren resultados cualitativos y cuantitativos.

SKU	Productos
243220001	RapidScan ST5-W (lector)



Bioser
 bioser@bioser.com
 www.bioser.com