

Tiras de Flujo Lateral (REVEAL®)

Nuestras pruebas Reveal® son pruebas de flujo lateral sencillas y fáciles de usar, que proporcionan resultados en cuestión de minutos. Perfectas para su uso in situ, las pruebas tienen una precisión y reproducibilidad inigualables, lo que permite realizar pruebas de forma rápida y cómoda.

El formato de flujo lateral Reveal® utiliza las extracciones a base de disolvente y agua necesarias para el análisis de materias primas complejas.



¿Por qué utilizar nuestras pruebas Reveal®?

- **Cuantitativas (Reveal® Q+):** Conocer el nivel exacto de toxinas presentes le permite evaluar la seguridad de sus materias primas y el cumplimiento de los niveles reglamentarios.
- **Fácil gestión de datos:** Proteja la integridad de sus datos con la transferencia automatizada de datos desde el sistema a su base de datos.
- **Proporciona resultados rápidos y reproducibles:** El formato de flujo lateral simplifica su proceso de trabajo y estandariza los protocolos.
- **Fácil de usar:** Requiere una formación y un equipamiento mínimos.

Interpretación de resultados:

Los resultados de nuestras pruebas en formato de flujo lateral se interpretan utilizando nuestra innovadora plataforma Raptor®, disponible en dos formatos para adaptarse a sus necesidades. Tanto si busca escalabilidad como portabilidad, nuestras dos opciones de lector están automatizadas para reducir el tiempo de intervención y proteger la integridad de sus datos. Nuestra compacta unidad **Raptor® Reader** de sobremesa puede procesar varias pruebas al mismo tiempo para aumentar su productividad, mientras que nuestra unidad portátil **Raptor® Solo** es un lector que funciona con pilas para realizar pruebas sobre la marcha.




LECTORES TIRAS DE FLUJO LATERAL	Referencia
Raptor® Solo	271091001
Raptor® Reader	271054001
ACCESORIOS INDISPENSABLES	
Cartuchos para Raptor®	271055050
ACCESORIOS OPCIONALES	
Impresora para Raptor®	271288001
Papel Impresión para Raptor®	271289001
Teclado para Raptor®	271290001
Cartucho Calibración para Raptor®	271291001
Base+Cable Alimentación para Raptor®	271292001

NEOGEN - MICOTOXINAS (Tiras de Flujo Lateral)

REVEAL®

Nombre Producto	Formato	Rango/Límite Cuantificación	Referencia proveedor	Referencia BIOSER	Compatible con Lector
Reveal® Q MAX Aflatoxin	25 test	Límite: 20 ppb	8018	271277025	NO
Reveal® Q+ MAX Aflatoxin	25 test	Rango: 3-300 ppb	8088	271045025	SI
Reveal® Q+ MAX Ochratoxin	25 test	Rango: 5-25 ppb	8688	271049025	SI
Reveal® Q+ MAX Zearalenone	25 test	Rango: 25-500 ppb	8188	271053025	SI
Reveal® Q+ MAX T2/HT-2	25 test	Rango: 50-3000 ppb	8288	271051025	SI
Reveal® Q+ MAX DON/Vomitoxina	25 test	Rango: 0,3-30 ppb	8388	271047025	SI
Reveal® Q+ Aflatoxin	25 test	Rango: 3-100 ppb	8085	271044025	SI
Reveal® Q+ Zearalenone	25 test	Rango: 50-1200 ppb	8185	271052025	SI
Reveal® Q+ T2/HT2	25 test	Rango: 50-600 ppb	8285	271050025	SI
Reveal® Q+ DON/Vomitoxina	25 test	Rango: 0,3-6 ppm	8385	271046025	SI
Reveal® Q+ Ochratoxin	25 test	Rango: 2-20 ppb	8685	271036025	SI
Reveal® Q+ Fumonisin	25 test	Rango: 0,3-6 ppm	8885	271048025	SI
Reveal® Q+ Aflatoxin M1	25 test	Rango: 150-600 ppt	RQAFM1	271279025	SI
Reveal® Q+ HS Aflatoxin M1	25 test	Rango: 21-150 ppt	RQAFM1HS	271280025	SI

	Características
Reveal® Q MAX	Test Cualitativo con Extracción Acuosa
Reveal® Q+ MAX	Test Cuantitativo con Extracción Acuosa
Reveal® Q+	Test Cuantitativo con Extracción Alcohólica
Reveal® Q+ HS	Test Cuantitativo Alta Sensibilidad con Extracción Alcohólica



Test ELISA (VERATOX®)

Los ensayos ELISA cuantitativos en micropocillos de Veratox® son perfectos para quienes disponen de laboratorios, desde fabricantes de alimentos hasta laboratorios comerciales y gubernamentales. Estas pruebas proporcionan resultados cuantitativos precisos en una amplia gama de rangos, incluidos los más bajos con nuestros ensayos de alta sensibilidad.



Nuestros kits de prueba ELISA Veratox® están disponibles para aflatoxina, DON, ocratoxina, zearalenona, toxina T-2/HT-2 y fumonisina.

Para el análisis a niveles más bajos de contaminación, ofrecemos nuestra opción de alta sensibilidad (HS) para aflatoxina, DON, fumonisina y ocratoxina.

Además, tenemos kits que utilizan una extracción acuosa que incluye Veratox MAX para aflatoxina total, Veratox MAX para aflatoxina total HS y Veratox MAX para zearalenona. Estas son las primeras pruebas de micropocillos disponibles que utilizan una extracción acuosa.

Para productos lácteos como leche, leche en polvo, mantequilla o queso, también ofrecemos una prueba ELISA rápida para la detección de aflatoxina M1 a 5-100 ppt en sólo 45 minutos.

¿Por qué utilizar nuestros test ELISA?

- **Cuantitativas (Veratox®):** Obtenga una concentración exacta de cualquier toxina presente en sus muestras para determinar la seguridad y el cumplimiento normativo de sus productos.
- **Análisis por lotes:** Nuestros ELISA le permiten analizar hasta 19 muestras a la vez contra controles de prueba
- **Resultados precisos:** Las pruebas ELISA producen resultados comparables a los métodos analíticos, como la HPLC
- **Flujo de trabajo eficiente:** Con una formación mínima, el proceso es sencillo y no supone una pérdida de tiempo ni de recursos para su laboratorio



NEOGEN - MICOTOXINAS (Test ELISA)

VERATOX®

Nombre Producto	Formato	Rango/Límite Cuantificación	Referencia proveedor	Referencia BIOSER
Veratox® HS Fumonisin	48 Test	Rango: 50-600 ppm	8832	271024048
Veratox® HS Ochratoxin	48 Test	Rango: 2-10 ppb	8632	271013048
Veratox® HS Aflatoxin	48 Test	Rango: 1-8 ppb	8031	271007048
Veratox® HS DON	48 Test	Rango: 25-250 ppb	8332	271011048
Veratox® Aflatoxin M1	38 Test	Rango: 5-100 ppt	8019	271283038
Veratox® Aflatoxin	48 Test	Rango: 5-50 ppb	8030	271006048
Veratox® Zearalenone	48 Test	Rango: 25-500 ppb	8110	271010048
Veratox® T-2/HT-2	48 Test	Rango: 25-250 ppb	8230	271014048
Veratox® DON 5/5 Quantitative	48 Test	Rango: 0,25-2 ppm	8331NE	271009048
Veratox® DON 2/3	48 Test	Rango: 0,5-5 ppm	8335	271252048
Veratox® DON 5/5	48 Test	Rango: 0,5-5 ppm	8331	271070048
Veratox® Ochratoxin	48 Test	Rango: 2-25 ppb	8610	271012048
Veratox® Ochratoxin Grain	48 Test	Rango: 2-25 ppb	8630	271177048
Veratox® Fumonisin 5/10	48 Test	Rango: 0,5-6 ppm	8835	271285048
Veratox® Fumonisin 10/10	48 Test	Rango: 1-6 ppm	8830	271023048
Veratox® HS MAX Total Aflatoxin	48 Test	Rango: 1-10 ppb	8032	271019048
Veratox® MAX Total Aflatoxin	48 Test	Rango: 5-50 ppb	8035	271020048
Veratox® MAX Zearalenone	48 Test	Rango: 25-500 ppb	8135	271284048

	Características
Veratox® HS	Test cuantitativo Alta Sensibilidad
Veratox® HS MAX	Test cuantitativo Alta Sensibilidad con Extracción Acuosa
Veratox® MAX	Test cuantitativo con Extracción Acuosa
Veratox®	Test cuantitativo

