

FICHA TÉCNICA

Placa Petri 90 X 14mm con 3 vientos

código 200200E

código	descripción	cantidad caja	peso caja (kg)	volumen caja (m ³)
200200E	placa Petri 90x14mm	25 x 20	7,32	0,071

USO Y DESCRIPCIÓN



Uso en laboratorios de microbiología, diagnóstico, producción o investigación para contener diferentes medios de cultivo (Agares) sólidos y semisólidos. Posteriormente, se procede a sembrar el medio y cultivar cepas microbiológicas para su análisis. También utilizado en laboratorios de genética.

Características generales

Placa de Petri fabricada en **poliestireno cristal transparente**.
Presentadas en bolsas de 20 unidades cerradas por calor.

Aptas para el crecimiento general de todo tipo de organismos o microorganismos aerobios y/o anaerobios y para la dosificación en aparatos de llenado.
Pueden utilizarse en la realización de pruebas específicas o sistemas de diagnóstico: antibiogramas, reacciones antígeno-anticuerpo.

Las tres marcas o vientos presentes en la tapa de la placa la elevan ligeramente, permitiendo el intercambio de oxígeno u otros gases o ambientes, así como la evaporación propia de los procesos fisiológicos de los organismos en crecimiento. Superficie plana. Fácilmente apilables gracias al reborde exterior de la tapa.

Aséptica.

Temperatura de uso entre -40°C hasta 65°C.

DIMENSIONES

Diámetro del fondo	87,5mm
Diámetro de la tapa	91mm
Altura total	14mm
Planeidad	<1mm

REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
Pascal Montoya Departamento de Brand & Communication	Anna Mir Dirección Técnica, RRAA, Calidad y Medio Ambiente	Mónica Torras Commercial Integration Director