



Norma ISO 13307

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal.
Etapa de producción primaria.
Técnicas de muestreo.



Normativa europea

Código A04030

Toallita 32 x 40 cm con agua peptonada tamponada al 10% neutralizante, en bolsa desgarrable con cierre integrado, 2 guantes

Empleo :

Dispositivo estéril para control microbiológico de Salmonella sobre las superficies.
Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante.

Características :

- **Toallita**
 - Blanco, non tejido, estructura alveolada
 - 32 x 40 cm
- **Diluyente**
 - Agua peptonada al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada : 25 ml
- **Bolsa**
 - Desgarrable con cierre integrado, 18 x 30 cm
 - Zona de identificación con texto impreso en verde
- **Par de guantes**
 - Azul, vinilo, ambidiestros, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)
 - Se entrega en bolsa zip de 18 x 25 cm, con el dispositivo estéril



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04030	5603139090	100 unidades por caja	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

28/09/2023