



Norma ISO 13307

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal.
Etapa de producción primaria.
Técnicas de muestreo.



Normativa europea

Código A04085B

Toallita 34 x 30 cm con agua peptonada tamponada al 10% neutralizante, en bolsa desgarrable con cierre integrado

Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies.
Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante.
Control microbiológico de Salmonella en curso de producción.

Características :

- **Toallita**
 - Blanco, non tejido, estructura compacta
 - Tamaño 34 x 30 cm
- **Diluyente**
 - Agua peptonada tamponada al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada : 12 ml
- **Bolsa de muestra**
 - Desgarrable con cierre integrado, 18 x 30 cm
 - Zona de identificación con texto imprimado en verde



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04085B	5603139090	300 unidades por caja : 12 bolsas de 25 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm)	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

