



Código A04107C

Toallita, 34x16cm, con agua peptonada tamponada al 10% neutralizante, en bolsa desgarrable con cierre integrado

Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies, de material o de producto.
Detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc...

Características :

- **Toallita**
 - Azul, non tejido, estructura alveolada
 - 34 x 16 cm
- **Diluyente**
 - Agua peptonada tamponada al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada : 10 ml
- **Bolsa de muestra**
 - Azul, desgarrable con cierre integrado, 18 x 30 cm
 - Zona de identificación con texto imprimado negro
- **Par de guantes**
 - Azul, ambidiestros, vinilo, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)
 - Se entrega en bolsa zip de 18 x 25 cm, con el dispositivo estéril



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04107C	5603139090	130 unidades por caja	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	Nº de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

