



SteriCloth

Código A04120C

Toallita 34x16cm con agua peptonada tamponada al 10% neutralizante, en bolsa desgarrable con cierre integrado



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies. Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante. Detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc...

Características :

- **Toallita**
 - Azul, no tejido, estructura alveolada
 - 34 x 16 cm
- **Diluyente**
 - Agua peptonada al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada : 10 ml
- **Bolsa de muestra**
 - Azul, desgarrable con cierre integrado, 18 x 30 cm
 - Zona de identificación con texto impreso negro



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04120C	5603139090	300 unidades por caja : 12 bolsas de 25 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm)	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

