



SteriCloth

## Código A04121C

**Toallita 34x16cm con agua peptonada tamponada en bolsa desgarrable con cierre integrado**



**Norma ISO 18593**

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

### Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies, de material o de producto.  
Detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc...

### Características :

- **Toallita**
  - Azul, non tejido, estructura alveolada
  - 34 x 16 cm
- **Diluyente**
  - Agua peptonada tamponada
  - Dosis calibrada : 10 ml
- **Bolsa de muestra**
  - Azul, desgarrable con cierre integrado, 18 x 30 cm
  - Zona de identificación con texto imprimado negro



| Código del producto | Código de aduana | Envase                                                                              | Dimensiones del cartón |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A04121C             | 5603139090       | 300 unidades por caja : 12 bolsas de 25 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm) | 40 x 30 x 30 cm        |

### Esterilización y trazabilidad :

| Esterilización                               | Certificado de esterilización | Validez                               | Nº de lote                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ionización gamma<br>20 kilograys como mínimo | En cada cartón                | 1 año hace la fecha de esterilización | Imprimado sobre cada unidad y cartón |



Antes



Después

27/09/2023

