



Código A04122C

Toallita 34 x 16 cm, con agua peptonada tamponada en bolsa desgarrable con cierre integrado



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies, de material o de producto.
Detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc...

Características :

- **Toallita**
 - Azul, non tejido, estructura alveolada
 - 34 x 16 cm
- **Diluyente**
 - Agua peptonada tamponada
 - Dosis calibrada : 10 ml
- **Bolsa de muestra**
 - Azul, desgarrable con cierre integrado, 18 x 30 cm
 - Zona de identificación con texto imprimado negro
- **Par de guantes**
 - Azul, ambidiestros, vinilo, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)
 - Se entrega en bolsa zip de 18 x 25 cm, con el dispositivo estéril



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04122C	5603139090	130 unidades por caja	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

