



SteriSox®

Código A04136

Sterisox 1 par con triptona-sal, en bolsa desgarrable con 2 guantes y 2 sobrebotas



Norma ISO 13307

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal.
Etapa de producción primaria.
Técnicas de muestreo.



Normativa europea

Empleo :

Dispositivo estéril de control de superficies para recogida de polvo, heces en el suelo.
Control microbiológico de Salmonella en curso de producción.

Características :

- **Sterisox®**
 - 1 par de calzas malla jersey
 - Elástico de sujeción
- **Diluyente**
 - Triptona-sal
 - Dosis calibrada : 15 ml
- **Bolsa**
 - Desgarrable con cierre integrado, 18 x 32 cm
 - Zona de identificación con texto impreso en azul
- **Accesorios en bolsa con cremallera 18 x 25 cm**
 - 2 sobrebotas de plástico con elástico de sujeción
 - 2 guantes, azul, vinilo, ambidiestros, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones y Peso del cartón
A04136	6307901000	75 unidades por caja	60 x 40 x 25 cm 8.20 kg aprox.

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

