



SteriSox®

Código A04137

Sterisox 1 par con triptona-sal, en bolsa desgarrable



Norma ISO 13307

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Etapa de producción primaria. Técnicas de muestreo.



Normativa europea

Empleo :

Dispositivo estéril de control de superficies para recogida de polvo, heces en el suelo.

Control microbiológico de Salmonella en curso de producción :

Ej. Aves sometidas al reglamento europeo : Gallus gallus, pavos

Ej. Aves fuera del reglamento europeo (pato, pintada...) y pescado, cerdo...

Características :

- **Sterisox®**
 - 1 par de calzas malla jersey
 - elástico de sujeción
- **Diluyente**
 - Triptona-sal
 - Dosis calibrada : 15 ml
- **Bolsa**
 - Desgarrable con cierre integrado, 18 x 32 cm
 - Zona de identificación con texto impreso en azul



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones y Peso del cartón
A04137	6307901000	200 unidades por caja : 8 bolsas de 25 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm)	60 x 40 x 25 cm 8.80 kg aprox.

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

