



SteriSox®

Código A04145

**Sterisox 5 pares con triptona-sal,
en bolsa desgarrable, con 2 guantes y 2 cubrebotas**



Norma ISO 13307

Microbiología de los alimentos para
consumo humano y animal.
Etapa de producción primaria.
Técnicas de muestreo.



**Normativa
europea**

Empleo :

Dispositivo estéril de control de superficies
para recogida de polvo, heces en el suelo.
Control microbiológico de Salmonella en curso de producción.

Características :

- **Sterisox®**
 - 5 pares de calzas malla jersey
 - Elástico de sujeción
- **Diluyente**
 - Triptona-sal
 - Dosis calibrada : 70 ml (2 x 35 ml)
- **2 bolsas de muestras (5 Sterisox® por bolsa)**
 - Desgarrable con cierre integrado, 18 x 32 cm
 - Zona de identificación con texto impreso en rojo
- **Accesorios en bolsa con cremallera**
 - 2 cubrebotas de plástico con elástico de sujeción
 - 2 guantes, azul, vinilo, ambidiestros, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04145	6307901000	80 unidades por caja	60 x 40 x 50 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	Nº de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

