



SteriSox®

## Código A04148

**Sterisox 2 pares, con triptona-sal, en bolsa desgarrable, con 2 guantes y 2 cubrebotas**



### Norma ISO 13307

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Etapa de producción primaria. Técnicas de muestreo.



### Normativa europea

### Empleo :

Dispositivo estéril de control de superficies para recogida de polvo, heces en el suelo. Control microbiológico de Salmonella en curso de producción.

### Características :

- **Sterisox®**
  - 2 pares de calzas malla jersey
  - Elástico de sujeción
- **Diluyente**
  - Triptona-sal
  - Dosis calibrada : 30 ml
- **Bolsa de muestra**
  - Desgarrable con cierre integrado, 18 x 32 cm
  - Zona de identificación con texto impreso en rojo
- **Accesorios en bolsa con cremallera 18 x 25 cm**
  - 2 cubrebotas de plástico con elástico de sujeción
  - 2 guantes, azul, vinilo, ambidiestros, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)



| Código del producto | Código de aduana | Envase               | Dimensiones del cartón |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| A04148              | 6307901000       | 50 unidades por caja | 60 x 40 x 25 cm        |

### Esterilización y trazabilidad :

| Esterilización                               | Certificado de esterilización | Validez                               | Nº de lote                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ionización gamma<br>20 kilograys como mínimo | En cada cartón                | 1 año hace la fecha de esterilización | Imprimado sobre cada unidad y cartón |



Antes



Después

03/11/2023

