




Código A04604

Toallita azul, 34 x 16 cm, agua peptonada al 10% de neutralizante, en bolsa de muestra con precorte láser



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies. Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante. Detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc...

Características :

- **Toallita**
 - Azul, non tejido, estructura alveolada
 - Tamaño 34 x 16 cm
- **Diluyente**
 - Agua peptonada al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada : 10 ml
- **Bolsa de muestra con precorte láser**
 - Azul, desgarrable, 20 x 32,5 cm
 - Un lado transparente, otro azul como zona de inscripción.



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04604	5603139090	300 unidades por caja : 15 bolsas de 20 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm)	60 x 40 x 25 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

