




Código A04612

Paño 34 x 16 cm, triptona sal al 10% de neutralizante, en bolsa de muestro con precorte láser



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies. Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante. Volumen residual adaptado al recuento de coliformes.

Características :

- **Toallita**
 - Paño azul, non tejido, estructura alveolada
 - Tamaño 34 x 16 cm
- **Diluyente**
 - Triptona sal al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada : 25 ml
- **Bolsa azul 20 x 32,5 cm**
 - Desgarrable,
 - Un lado transparente, otro azul como zona de inscripción.



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04612	5603139090	160 unidades por caja : 8 bolsas de 20 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm)	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	Nº de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

26/09/2023

