



## Código A04613

**Paño 34 x 37 cm, triptona sal al 10% de neutralizante, en bolsa de muestro con precorte láser**



**Norma ISO 18593**

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

### Empleo :

Dispositivo estéril para control de superficies. Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante. Indicado para la detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc..

### Características :

- **Toallita**
  - Paño azul, non tejido, estructura alveolada
  - Tamaño 34 x 37 cm
- **Diluyente**
  - Triptona sal al 10% de neutralizante
  - Dosis calibrada : 25 ml
- **Bolsa azul 20 x 32,5 cm**
  - Desgarrable,
  - Un lado transparente, otro azul como zona de inscripción.



| Código del producto | Código de aduana | Envase                                                                             | Dimensiones del cartón |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A04613              | 5603139090       | 140 unidades por caja : 7 bolsas de 20 unidades (bolsa con cremallera, 30 x 40 cm) | 60 x 40 x 25 cm        |

### Esterilización y trazabilidad :

| Esterilización                               | Certificado de esterilización | Validez                               | Nº de lote                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ionización gamma<br>20 kilograys como mínimo | En cada cartón                | 1 año hace la fecha de esterilización | Imprimado sobre cada unidad y cartón |



Antes



Después

26/09/2023

