

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Placas de contacto Rodac de poliestireno**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Placas para el conteo de bacterias en superficies. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
CPLP-060-500	68	6,4	11	aséptica	500
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	estéril	1000
CPSL-055-500	68	8,2	15	tapa con bloqueo, aséptica	500
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	tapa con bloqueo, estéril	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-500	34	3,85	39269097	08057509750242
CPLP-E60-1K0	73,632	10,50	39269097	08057509750259
CPSL-055-500	34	3,85	39269097	08057509750228
CPSL-E55-1K0	68	7,71	39269097	08057509750235

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Polystyrene Rodac contact plate**Description :** Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradiation. Contact plate for bacterial count in test surfaces. Free sterilization certificate available on the website**TECHNICAL DATA**

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
CPLP-060-500	68	6,4	11	aseptic	500
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	sterile	1000
CPSL-055-500	68	8,2	15	lid with lock, aseptic	500
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	lid with lock, sterile	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-500	34	3,85	39269097	08057509750242
CPLP-E60-1K0	73,632	10,50	39269097	08057509750259
CPSL-055-500	34	3,85	39269097	08057509750228
CPSL-E55-1K0	68	7,71	39269097	08057509750235

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte contact en polystyrène**Description :** Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Pour comptage de micro-organismes. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
CPLP-060-500	68	6,4	11	aseptique	500
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	stérile	1000
CPSL-055-500	68	8,2	15	couvercle avec verrou, aseptique	500
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	couvercle avec verrou, stérile	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-500	34	3,85	39269097	08057509750242
CPLP-E60-1K0	73,632	10,50	39269097	08057509750259
CPSL-055-500	34	3,85	39269097	08057509750228
CPSL-E55-1K0	68	7,71	39269097	08057509750235

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre da contatto Rodac in polistirene**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz aseptici o radiosterilizzati. Piastra per conta batterica sulla superficie di test. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
CPLP-060-500	68	6,4	11	asettica	500
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	sterile	1000
CPSL-055-500	68	8,2	15	coperchio con blocco, aseptica	500
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	coperchio con blocco, sterile	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-500	34	3,85	39269097	08057509750242
CPLP-E60-1K0	73,632	10,50	39269097	08057509750259
CPSL-055-500	34	3,85	39269097	08057509750228
CPSL-E55-1K0	68	7,71	39269097	08057509750235

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam :** Contactplaten Rodac van polystyreen**Beschrijving :** Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden aseptisch of gesteriliseerd door bestraling. Platen voor het tellen van bacteriën op oppervlakken. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
CPLP-060-500	68	6,4	11	aseptisch	500
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	steriel	1000
CPSL-055-500	68	8,2	15	deksel met vergrendeling, aseptisch	500
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	deksel met vergrendeling, steriel	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-500	34	3,85	39269097	08057509750242
CPLP-E60-1K0	73,632	10,50	39269097	08057509750259
CPSL-055-500	34	3,85	39269097	08057509750228
CPSL-E55-1K0	68	7,71	39269097	08057509750235

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rodac-Kontaktplatten aus Polystyrol

Beschreibung : Verpackt in Beuteln mit je 10 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Platten zum Zählen von Bakterien auf Oberflächen. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CPLP-060-500	68	6,4	11	aspetisch	500
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	steril	1000
CPSL-055-500	68	8,2	15	Deckel mit Verschluss, aseptisch	500
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	Deckel mit Verschluss, steril	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-500	34	3,85	39269097	08057509750242
CPLP-E60-1K0	73,632	10,50	39269097	08057509750259
CPSL-055-500	34	3,85	39269097	08057509750228
CPSL-E55-1K0	68	7,71	39269097	08057509750235

PRODUKTFOTO

