

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Guantes desechables de nitrilo

Descripción : Sin polvo, no estériles. El nitrilo presenta mayor resistencia química que los otros materiales habitualmente usados para la fabricación de guantes desechables como el látex o el vinilo. 100% libres de proteínas de látex: una alternativa a los tradicionales guantes de látex para evitar alergias. Ambidextros. AQL 1,5. Cumplen con la directiva EU 2016/425 y las normas EN 420, EN 374 1/5 y EN 455 1/2/3



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLON-00S-100	sin polvo, talla S (6-7)	100
GLON-00M-100	sin polvo, talla M (7-8)	100
GLON-00L-100	sin polvo, talla L (8-9)	100
GLON-0XL-100	sin polvo, talla XL (9-10)	100
GLON-00S-1K0	sin polvo, talla S (6-7)	10 x 100
GLON-00M-1K0	sin polvo, talla M (7-8)	10 x 100
GLON-00L-1K0	sin polvo, talla L (8-9)	10 x 100
GLON-0XL-1K0	sin polvo, talla XL (9-10)	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLON-00S-100	1,7875	0,505	39262000	08434868025196
GLON-00M-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025189
GLON-00L-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025172
GLON-0XL-100	1,728	0,608	39262000	08434868025202
GLON-00S-1K0	20	5,5	39262000	18434868025193
GLON-00M-1K0	18	4,6	39262000	18434868025186
GLON-00L-1K0	24,05	6,4	39262000	18434868025179
GLON-0XL-1K0	0,01	0,001	39262000	18434868025209

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Talla	Peso (G)	Largo	Ancho	Dedo	Grosor (mm ± 0.03)		
					Palma	Puño	
	+/- 0.3 gr	(mm ± 5)	(mm ± 2)				
XL	5,9	240	115	0,12	0,09	0,05	
L	5,4	240	105	0,12	0,09	0,05	
M	5	240	94	0,12	0,09	0,05	
S	4,4	240	84	0,12	0,09	0,05	

GENERAL INFORMATION

Product name : Nitrile disposable gloves

Description : Powder-free, non sterile. Nitrile is much more chemically resistant than other kind of disposable gloves commonly used in laboratory, such as latex or vinyl. 100% latex protein free: An alternative to common latex gloves to prevent allergies. Ambidextrous. AQL 1,5. According to EU 2016/425 and EN 420, EN 374 1/5 and EN 455 1/2/3 standards



Complies with the specifications defined in the European directive



Food-grade product



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLON-00S-100	powder free, S (6-7) size	100
GLON-00M-100	powder free, M (7-8) size	100
GLON-00L-100	powder free, L (8-9) size	100
GLON-0XL-100	powder free, XL (9-10) size	100
GLON-00S-1K0	powder free, S (6-7) size	10 x 100
GLON-00M-1K0	powder free, M (7-8) size	10 x 100
GLON-00L-1K0	powder free, L (8-9) size	10 x 100
GLON-0XL-1K0	powder free, XL (9-10) size	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLON-00S-100	1,7875	0,505	39262000	08434868025196
GLON-00M-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025189
GLON-00L-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025172
GLON-0XL-100	1,728	0,608	39262000	08434868025202
GLON-00S-1K0	20	5,5	39262000	18434868025193
GLON-00M-1K0	18	4,6	39262000	18434868025186
GLON-00L-1K0	24,05	6,4	39262000	18434868025179
GLON-0XL-1K0	0,01	0,001	39262000	18434868025209

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Size	Weight (G)	Lenght	Widht	Thickness (mm ± 0.03)			
				Fingertip	Palm	Cuff	
	+/- 0.3 gr	(mm ± 5)	(mm ± 2)				
XL	5,9	240	115	0,12	0,09	0,05	
L	5,4	240	105	0,12	0,09	0,05	
M	5	240	94	0,12	0,09	0,05	
S	4,4	240	84	0,12	0,09	0,05	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Gant nitrile à usage unique

Description : Non poudré, non stérile. Le nitrile présente une meilleure résistance chimique que les matériaux habituellement utilisés pour la fabrication des gants jetables comme le latex ou le vinyle. 100% sans protéine de latex : une alternative au traditionnel gant de latex pour éviter les allergies. Ambidextre. AQL 1,5. Conforme à la directive EU 2016/425 et normes EN 420, EN 374 1/5 et EN 455 1/2/3 standards



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLON-00S-100	non poudré, taille S (6-7)	100
GLON-00M-100	non poudré, taille M (7-8)	100
GLON-00L-100	non poudré, taille L (8-9)	100
GLON-0XL-100	non poudré, taille XL (9-10)	100
GLON-00S-1K0	non poudré, taille S (6-7)	10 x 100
GLON-00M-1K0	non poudré, taille M (7-8)	10 x 100
GLON-00L-1K0	non poudré, taille L (8-9)	10 x 100
GLON-0XL-1K0	non poudré, taille XL (9-10)	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLON-00S-100	1,7875	0,505	39262000	08434868025196
GLON-00M-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025189
GLON-00L-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025172
GLON-0XL-100	1,728	0,608	39262000	08434868025202
GLON-00S-1K0	20	5,5	39262000	18434868025193
GLON-00M-1K0	18	4,6	39262000	18434868025186
GLON-00L-1K0	24,05	6,4	39262000	18434868025179
GLON-0XL-1K0	0,01	0,001	39262000	18434868025209



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Guanti monouso in nitrile

Descrizione : Senza polvere, non sterili. Il nitrile presenta una maggiore resistenza chimica rispetto agli altri materiali abitualmente utilizzati per la produzione di guanti monouso, come il lattice o il vinile. 100% privi di proteine del lattice: un'alternativa ai tradizionali guanti in lattice che consente di evitare allergie. Ambidestri. AQL 1,5. Conformi a EU 2016/425 e a EN 420, EN 374 1/5 e EN 455 1/2/3



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLON-00S-100	senza polvere, taglia S (6-7)	100
GLON-00M-100	senza polvere, taglia M (7-8)	100
GLON-00L-100	senza polvere, taglia L (8-9)	100
GLON-0XL-100	senza polvere, taglia (9-10)	100
GLON-00S-1K0	senza polvere, taglia S (6-7)	10 x 100
GLON-00M-1K0	senza polvere, taglia M (7-8)	10 x 100
GLON-00L-1K0	senza polvere, taglia L (8-9)	10 x 100
GLON-0XL-1K0	senza polvere, taglia (9-10)	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLON-00S-100	1,7875	0,505	39262000	08434868025196
GLON-00M-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025189
GLON-00L-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025172
GLON-0XL-100	1,728	0,608	39262000	08434868025202
GLON-00S-1K0	20	5,5	39262000	18434868025193
GLON-00M-1K0	18	4,6	39262000	18434868025186
GLON-00L-1K0	24,05	6,4	39262000	18434868025179
GLON-0XL-1K0	0,01	0,001	39262000	18434868025209

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Taglia	Peso(G)	Lunghezza	Larghezza	Spessore (mm $\pm$ 0.03)			
				Dito	Palmo	Polsino	
XL	+/- 0.3 gr 5,9	(mm $\pm$ 5) 240	(mm $\pm$ 2) 115	0,12	0,09	0,05	
L	5,4	240	105	0,12	0,09	0,05	
M	5	240	94	0,12	0,09	0,05	
S	4,4	240	84	0,12	0,09	0,05	

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Nitril wegwerphandschoenen

Beschrijving : Zonder poeder, niet steriel. Nitril heeft een grotere chemische weerstand dan andere materialen die gewoonlijk worden gebruikt voor de vervaardiging van wegwerphandschoenen zoals latex of vinyl. 100% eiwitvrij latex: een alternatief voor traditionele latexhandschoenen om allergieën te voorkomen. Tweehandig. AQL 1,5. Ze voldoen aan EU-richtlijn 2016/425 en normen EN 420, EN 374 1/5 en EN 455 1/2/3



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Geschikt voor levensmiddelen



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
GLON-00S-100	poedervrij, maat S (6-7)	100
GLON-00M-100	poedervrij, maat M (7-8)	100
GLON-00L-100	poedervrij, maat L (8-9)	100
GLON-0XL-100	poedervrij, maat XL (9-10)	100
GLON-00S-1K0	poedervrij, maat S (6-7)	10 x 100
GLON-00M-1K0	poedervrij, maat M (7-8)	10 x 100
GLON-00L-1K0	poedervrij, maat L (8-9)	10 x 100
GLON-0XL-1K0	poedervrij, maat XL (9-10)	10 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLON-00S-100	1,7875	0,505	39262000	08434868025196
GLON-00M-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025189
GLON-00L-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025172
GLON-0XL-100	1,728	0,608	39262000	08434868025202
GLON-00S-1K0	20	5,5	39262000	18434868025193
GLON-00M-1K0	18	4,6	39262000	18434868025186
GLON-00L-1K0	24,05	6,4	39262000	18434868025179
GLON-0XL-1K0	0,01	0,001	39262000	18434868025209



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Einmalhandschuhe aus Nitril

Beschreibung : Puderfrei, unsteril. Nitril besitzt eine höhere chemische Beständigkeit als andere Materialien, die normalerweise für die Herstellung von Einmalhandschuhen verwendet werden, etwa Latex oder Vinyl. Zu 100 % frei von Latexproteinen: eine Alternative zu traditionellen Latexhandschuhen, zur Verhinderung von Allergien. Beidhändig verwendbar. AQL 1,5. Erfüllen die Richtlinie EU 2016/425 und die Verordnungen EN 420, EN 374 1/5 und EN 455 1/2/3.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
GLON-00S-100	puderfrei, Größe S (6-7)	100
GLON-00M-100	puderfrei, Größe M (7-8)	100
GLON-00L-100	puderfrei, Größe L (8-9)	100
GLON-0XL-100	puderfrei, Größe XL (9-10)	100
GLON-00S-1K0	puderfrei, Größe S (6-7)	10 x 100
GLON-00M-1K0	puderfrei, Größe M (7-8)	10 x 100
GLON-00L-1K0	puderfrei, Größe L (8-9)	10 x 100
GLON-0XL-1K0	puderfrei, Größe XL (9-10)	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLON-00S-100	1,7875	0,505	39262000	08434868025196
GLON-00M-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025189
GLON-00L-100	1,7875	0,555	39262000	08434868025172
GLON-0XL-100	1,728	0,608	39262000	08434868025202
GLON-00S-1K0	20	5,5	39262000	18434868025193
GLON-00M-1K0	18	4,6	39262000	18434868025186
GLON-00L-1K0	24,05	6,4	39262000	18434868025179
GLON-0XL-1K0	0,01	0,001	39262000	18434868025209

