

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MICROTUBO DE CENTRÍFUGA GRADUADO CON CIERRE DE SEGURIDAD**Descripción :** Fabricado en polipropileno. Tapa plana. Resistencia a la centrifugación: 15000 g. Autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PCRP-005-1K0	0,5 mls	fondo cónico	1000
PCRP-015-500	1,5 ml	fondo cónico	500
PCRP-C20-500	2,0 ml	fondo redondo	500
PCRP-050-200	5,0 ml	fondo cónico	200
PCRP-005-10K	0,5 ml	fondo cónico	10 x 1000
PCRP-015-5K0	1,5 ml	fondo cónico	10 x 500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRP-005-1K0	1,98	0,45	39269097	08434868033450
PCRP-015-500	4,14	0,45	39269097	08434868033467
PCRP-C20-500	3,969	0,57	39269097	08434868110991
PCRP-050-200	4,83	0,57	39269097	08434868111004
PCRP-005-10K	42,84	5,50	39269097	18434868033457
PCRP-015-5K0	44,064	5,10	39269097	18434868033464

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : MICROCENTRIFUGE TUBE, GRADUATED, WITH SAFE-LOCK**Description :** Made of polypropylene. Withstands RCF of 15000 g. Flat lid. Autoclavable

Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PCRP-005-1K0	0,5 mls	conical bottom	1000
PCRP-015-500	1,5 ml	conical bottom	500
PCRP-C20-500	2,0 ml	round bottom	500
PCRP-050-200	5,0 ml	conical bottom	200
PCRP-005-10K	0,5 ml	conical bottom	10 x 1000
PCRP-015-5K0	1,5 ml	conical bottom	10 x 500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRP-005-1K0	1,98	0,45	39269097	08434868033450
PCRP-015-500	4,14	0,45	39269097	08434868033467
PCRP-C20-500	3,969	0,57	39269097	08434868110991
PCRP-050-200	4,83	0,57	39269097	08434868111004
PCRP-005-10K	42,84	5,50	39269097	18434868033457
PCRP-015-5K0	44,064	5,10	39269097	18434868033464

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MICROTUBE À CENTRIFUGER, GRADUÉ, AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ**Description :** En polypropylène. Résiste à une FCR de 15000 . Couvercle plat. Autoclavable

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PCRP-005-1K0	0,5 mls	fond conique	1000
PCRP-015-500	1,5 ml	fond conique	500
PCRP-C20-500	2,0 ml	fond rond	500
PCRP-050-200	5,0 ml	fond conique	200
PCRP-005-10K	0,5 ml	fond conique	10 x 1000
PCRP-015-5K0	1,5 ml	fond conique	10 x 500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRP-005-1K0	1,98	0,45	39269097	08434868033450
PCRP-015-500	4,14	0,45	39269097	08434868033467
PCRP-C20-500	3,969	0,57	39269097	08434868110991
PCRP-050-200	4,83	0,57	39269097	08434868111004
PCRP-005-10K	42,84	5,50	39269097	18434868033457
PCRP-015-5K0	44,064	5,10	39269097	18434868033464

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROPROVETTA PER CENTRIFUGA GRADUATA CON TAPPO DI SICUREZZA**Descrizione :** Realizzata in polipropilene. Resistenza alla forza centrifuga: 15000 g. Tappo piatto. Autoclavabile

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PCRP-005-1K0	0,5 mls	fondo conico	1000
PCRP-015-500	1,5 ml	fondo conico	500
PCRP-C20-500	2,0 ml	fondo tondo	500
PCRP-050-200	5,0 ml	fondo conico	200
PCRP-005-10K	0,5 ml	fondo conico	10 x 1000
PCRP-015-5K0	1,5 ml	fondo conico	10 x 500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRP-005-1K0	1,98	0,45	39269097	08434868033450
PCRP-015-500	4,14	0,45	39269097	08434868033467
PCRP-C20-500	3,969	0,57	39269097	08434868110991
PCRP-050-200	4,83	0,57	39269097	08434868111004
PCRP-005-10K	42,84	5,50	39269097	18434868033457
PCRP-015-5K0	44,064	5,10	39269097	18434868033464

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MICRO CENTRIFUGEBUIZEN MET SCHAAALVERDELING EN SAFE-LOCK**Beschrijving :** Van polypropyleen. Plat deksel. Bestand tegen centrifugatie: 15.000 g. Autoclaveerbaar

Autoclaveerbaar

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PCRP-005-1K0	0,5 mls	conische bodem	1000
PCRP-015-500	1,5 ml	conische bodem	500
PCRP-C20-500	2,0 ml	ronde bodem	500
PCRP-050-200	5,0 ml	conische bodem	200
PCRP-005-10K	0,5 ml	conische bodem	10 x 1000
PCRP-015-5K0	1,5 ml	conische bodem	10 x 500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRP-005-1K0	1,98	0,45	39269097	08434868033450
PCRP-015-500	4,14	0,45	39269097	08434868033467
PCRP-C20-500	3,969	0,57	39269097	08434868110991
PCRP-050-200	4,83	0,57	39269097	08434868111004
PCRP-005-10K	42,84	5,50	39269097	18434868033457
PCRP-015-5K0	44,064	5,10	39269097	18434868033464

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MIKROREAKTIONSGEFÄßE, GRADUIERT, MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS**Beschreibung :** Aus Polypropylen. Zentrifugierbarkeit: 15000 g. Flacher Verschluss. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
PCRP-005-1K0	0,5 mls	konischem Boden	1000
PCRP-015-500	1,5 ml	konischem Boden	500
PCRP-C20-500	2,0 ml	Rundboden	500
PCRP-050-200	5,0 ml	konischem Boden	200
PCRP-005-10K	0,5 ml	konischem Boden	10 x 1000
PCRP-015-5K0	1,5 ml	konischem Boden	10 x 500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRP-005-1K0	1,98	0,45	39269097	08434868033450
PCRP-015-500	4,14	0,45	39269097	08434868033467
PCRP-C20-500	3,969	0,57	39269097	08434868110991
PCRP-050-200	4,83	0,57	39269097	08434868111004
PCRP-005-10K	42,84	5,50	39269097	18434868033457
PCRP-015-5K0	44,064	5,10	39269097	18434868033464

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.