



Código A04805

Esponja con agua peptonada tamponada al 10% neutralizante, en bolsa de muestro con etiqueta de cierre



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para toma de muestras de superficies

Empleo:

Dispositivo estéril para control de superficies. Permite comprobar la eficacia de limpieza y de desinfección, incluso en presencia de residuos de desinfectante. Detección de patógenos: Listeria, Salmonella, etc...

Características:

- **Esponja**
 - De celulosa, 8 x 4 cm, espesor de 1,2 a 1,6 cm
 - Ausencia de tratamiento de bactericidas
- **Diluyente**
 - Agua peptonada tamponada al 10% de neutralizante
 - Dosis calibrada: 10 ml
- **Bolsa de muestra**
 - Desgarrable, azul, 20 x 32,5 cm, con etiqueta de cierre,
 - Un lado transparente, otro azul como zona de inscripción
- **Par de guantes**
 - Azul, ambidiestros, vinilo, sin látex, sin polvo, tamaño 9 (L)
 - Se entrega en bolsa zip de 18 x 25 cm, con el dispositivo estéril



Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04805	3921140000	100 unidades por caja	40 x 30 x 30 cm

Esterilización y trazabilidad:

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	Nº de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	1 año hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón



Antes



Después

19/01/2024