



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Escobillones para uso general
Descripción : De pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado


DATOS TÉCNICOS

referencia	ltotal (mm)	Øcepillo(mm)	lcepillo (mm)	tipo	unidades por ref.
BRU4-001-001	280	40	80	pelo natural (A)	1
BRU4-002-001	310	50	100	pelo natural (B)	1
BRU4-003-001	355	50	110	pelo natural (C)	1
BRU4-004-001	600	70	150	pelo natural (D)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU4-001-001	1,2	0,015	96039099	08434868011168
BRU4-002-001	1,8	0,029	96039099	08434868011175
BRU4-003-001	2,16	0,04	96039099	08434868011182
BRU4-004-001	3,24	0,137	96039099	08434868011199

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Brushes for general purposes

Description : Natural bristle hand on twisted galvanised iron wire stem


TECHNICAL DATA

reference	ltotal (mm)	Øbrush (mm)	lbrush (mm)	type	pcs/pack
BRU4-001-001	280	40	80	natural bristle (A)	1
BRU4-002-001	310	50	100	natural bristle (B)	1
BRU4-003-001	355	50	110	natural bristle (C)	1
BRU4-004-001	600	70	150	natural bristle (D)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU4-001-001	1,2	0,015	96039099	08434868011168
BRU4-002-001	1,8	0,029	96039099	08434868011175
BRU4-003-001	2,16	0,04	96039099	08434868011182
BRU4-004-001	3,24	0,137	96039099	08434868011199

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Goupillon pour utilisation générale

Description : En poil naturel sur un manche en acier zingué


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. totale (mm)	Øbrosse (mm)	lbrosse (mm)	type	unités par ref.
BRU4-001-001	280	40	80	poil naturel (A)	1
BRU4-002-001	310	50	100	poil naturel (B)	1
BRU4-003-001	355	50	110	poil naturel (C)	1
BRU4-004-001	600	70	150	poil naturel (D)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU4-001-001	1,2	0,015	96039099	08434868011168
BRU4-002-001	1,8	0,029	96039099	08434868011175
BRU4-003-001	2,16	0,04	96039099	08434868011182
BRU4-004-001	3,24	0,137	96039099	08434868011199

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spazzolino per uso generico

Descrizione : In setola naturale su manico di ferro zincato


DATI TECNICI

referenza	ltotale (mm)	Øspazzolino (mm)	lspazzolino (mm)	tipo	unità per ref.
BRU4-001-001	280	40	80	setola naturale (A)	1
BRU4-002-001	310	50	100	setola naturale (B)	1
BRU4-003-001	355	50	110	setola naturale (C)	1
BRU4-004-001	600	70	150	setola naturale (D)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU4-001-001	1,2	0,015	96039099	08434868011168
BRU4-002-001	1,8	0,029	96039099	08434868011175
BRU4-003-001	2,16	0,04	96039099	08434868011182
BRU4-004-001	3,24	0,137	96039099	08434868011199

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Borstel voor algemeen gebruik

Beschrijving : Natuurlijk haar op een structuur van gegalvaniseerde draad

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	ltotaal (mm)	Øborstel(mm)	lborstel (mm)	type	stuks per ref.
BRU4-001-001	280	40	80	natuurlijk haar (A)	1
BRU4-002-001	310	50	100	natuurlijk haar (B)	1
BRU4-003-001	355	50	110	natuurlijk haar (C)	1
BRU4-004-001	600	70	150	natuurlijk haar (D)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU4-001-001	1,2	0,015	96039099	08434868011168
BRU4-002-001	1,8	0,029	96039099	08434868011175
BRU4-003-001	2,16	0,04	96039099	08434868011182
BRU4-004-001	3,24	0,137	96039099	08434868011199

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürsten für den allgemeinen Gebrauch

Beschreibung : Aus Naturhaar, Griff aus galvanisiertem Draht.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lgesamt (mm)	ØBürste(mm)	LBürste (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BRU4-001-001	280	40	80	Naturhaar (A)	1
BRU4-002-001	310	50	100	Naturhaar (B)	1
BRU4-003-001	355	50	110	Naturhaar (C)	1
BRU4-004-001	600	70	150	Naturhaar (D)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU4-001-001	1,2	0,015	96039099	08434868011168
BRU4-002-001	1,8	0,029	96039099	08434868011175
BRU4-003-001	2,16	0,04	96039099	08434868011182
BRU4-004-001	3,24	0,137	96039099	08434868011199

PRODUKTFOTO

