ProCare Lab 30 C - 5 l
Neutralizante, ácido, 5 l
para limpieza a máquina protectora de vidrio de lab. y utensilios.



- Sin tensioactivos ni fosfatos
- Especialmente desarrollado para lavadoras desinfectadoras Miele Professional
- Adecuado para acero inoxidable, vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos
- Se puede utilizar como neutralizante o para pretratamiento ácido
- Elimina residuos solubles en ácidos de materiales sensibles

Código EAN: 4002515780367 / Número de material: 10491360 /
Número de material antiguo: 62927101EU3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras para laboratorio	•
Opciones de uso	
Eliminación cal/suciedad soluble en ácido	•
Dosificación	
Recomendación de dosificación por lavado	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Gran apertura para lanza de dosificación	•
Dosificación automática	•
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Principales ámbitos de aplicación	
Laboratorios médicos	•
Laboratorios biológicos	•
Laboratorios microbiológicos	•
Laboratorios químicos	•
Laboratorios de agua	•
Laboratorios de la industria alimentaria,	•
Laboratorios de la industria cosmética	•
Laboratorios industriales	•
Industria de fosfatos	•
Laboratorios de la industria farmacéutica	•
Características del producto	
Tipo de medios	Producto neutralizante ácido
Forma agregada	Líquido
Componentes	Ácidos orgánicos
Valor pH a 20 °C	1,0
Apto para plástico	•
Apto para acero inoxidable	•
Apto para vidrio de laboratorio	•
Apto para cerámica	•
Apto para materiales delicados	•
Apto para neutralización de aluminio no anodizado	•
No apto para aluminio no anodizado	•
No apto para metales ligeros y no ferrosos	•
No apto para piezas cromadas	•
No apto para piezas niqueladas	•
No apto para limpieza previa ácida de aluminio no anodizado	•
Libre de fosfatos	•
Sin tensioactivos	•
Máxima protección del material	•
Limpieza previa ácida	•
Neutralización de restos de álcalis propagados	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	-3
Temp. almacenamiento máx. en °C	30
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	217

ProCare Lab 30 C - 5 l
Neutralizante, ácido, 5 l
para limpieza a máquina protectora de vidrio de lab. y utensilios.



Código EAN: 4002515780367 / Número de material: 10491360 / Número de material antiguo: 62927101EU3

Medidas exteriores, ancho neto en mm	142
Medidas exteriores, fondo neto en mm	248
Medidas exteriores, alto bruto en mm	250
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	190
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	150
Peso bruto en kg	6,05
Cantidad de carga en ml	5000
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•