Baño de agua WB 5

Características principales

- Desde +5°C de temperatura ambiente hasta 100°C para maximizar las aplicaciones.
- Los modelos PUMP con bomba de recirculación, aseguran una distribución más rápida y más uniforme de la temperatura.



Características técnicas

Volumen útil	5 litros
Temperatura máx. / Resolución	+ 100 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 37 °C	± 0.2 °C
Estabilidad de la temperatura a 37 °C	± 0.1 °C
Bomba de recirculación	No
Temporizador	99:59 hh:min y continuo
Protección de sobrecalentamiento	Si
Seguridad clase	2
Alimentación	230 V / 700 W
Dimensiones externas (mm) (Largo x Alto x Fondo)	480 x 335 x 215
Dimensiones internas (mm) (Largo x Alto x Fondo)	300 x 155 x 150
Peso	8 kg

Cómo pedirlo

Cat nº	Descripción
G-WB5-N	Baño de agua WB 5. Volumen 5 litros. Temperatura máxima 100°C (0.1°C). Con rejilla y tapa.