Balanza BL 2002 Basic

Características principales

- Resolución: 0.01 g.
- Capacidad: 2000 g.
- Batería recargable.
- Indicador de estabilidad.
- Plato de acero inoxidable.
- Función de contado de piezas.

Calibración externa | Alimentador | Cuenta piezas | Batería recargable





Características técnicas

Capacidad	2000 g
Peso Mín.	0.2 g
Resolución	0.01 g
Repetitividad	0.02 g
Linealidad	± 0.03 g
Dimensiones plato	160 x 120 mm
Dimensiones balanza	220 x 2120 mm
Peso	2 kg
Alimentación	Alimentador + batería recargable

Cómo pedirlo

Cat nº	Descripción
G-BL2002B	Balanza técnica BL2002 BASIC capacidad 2Kg y resolución 0.01g. Con bateria recargable. Calibración externa.