Ficha de Producto





Código A04322

Marco estéril de muestros
10 x10 cm

Norma ISO 17604 :2015
Microbiología de la cadena alimentaria.
Toma de muestras de canales
para el análisis microbiológico.

Empleo:

Marco estéril para un muestro de canales.



Características:

- **Marco**
  - 10 x 10 cm, espesor 0.5 mm
  - Materia PVC blanco con certificación para el contacto con los alimentos,
- **Bolsa exterior de protección**
  - 18 x 25 cm, con cremallera
  - Zona de identificación

Código del producto	Código de aduana	Envase	Dimensiones del cartón
A04322	3920491099	50 unidades por caja	31 x 22 x 6 cm

Esterilización y trazabilidad :

Esterilización	Certificado de esterilización	Validez	N° de lote
Ionización gamma 20 kilograys como mínimo	En cada cartón	2 años hace la fecha de esterilización	Imprimado sobre cada unidad y cartón

Antes Después

26/09/2023